

KITS

Organização, precisão e previsibilidade.



CATÁLOGO 2026

Portfólio de kits

CIRÚRGICO REGULAR CÔNICO

28 ITENS

Código do kit: 02.01.10.005

CIRÚRGICO CILÍNDRICO

22 ITENS

Código do kit: 02.01.10.004

BROCAS KORT

13 ITENS

Código do kit: 02.01.10.008

PROTÉTICO

14 ITENS

Código do kit: 02.01.10.002

DÉRIG GUIDE - PROTOCOLO CÔNICO

33 ITENS

Código do kit: 02.01.10.009

LINHA DE KITS

KIT CIRÚRGICO REGULAR CÔNICO

Código do kit: 02.01.10.005 | 28 itens



28 ITENS

- Fresas cônicas NP 3,5 mm: 8, 10, 11,5, 13 e 16 mm.
- Fresas cônicas RP 4,3 mm: 8, 10, 11,5, 13 e 16 mm.
- Chaves de inserção TRI NP e TRI RP-UP.
- Torquímetro universal e caixa autoclavável inclusos.

O kit acompanha Chave de Inserção CMH NP Curta e Chave de Inserção CMH NP Longa.

LINHA DE KITS

CONFIGURAÇÃO DO KIT

Item	Descrição	Código
1	Chave Digital Hex 0,90 Média	02.01.11.005
2	Chave Digital Hex 1,20 Média	02.01.11.002
3	Prolongador de Brocas	02.01.11.081
4	Broca Lança	02.01.21.100
5	Broca 2,0	02.01.21.200
6	Broca Cônica 3,5 x 8	02.01.21.009
7	Broca Cônica 3,5 x 10	02.01.21.010
8	Broca Cônica 3,5 x 11,5	02.01.21.028
9	Broca Cônica 3,5 x 13	02.01.21.011
10	Broca Cônica 3,5 x 16	02.01.21.012
11	Broca Cônica 4,3 x 8	02.01.21.013
12	Broca Cônica 4,3 x 10	02.01.21.014
13	Broca Cônica 4,3 x 11,5	02.01.21.029
14	Broca Cônica 4,3 x 13	02.01.21.015
15	Broca Cônica 4,3 x 16	02.01.21.016
16	Broca Formadora de Rosca Cônica NP	02.01.21.003
17	Broca Formadora de Rosca Cônica RP	02.01.21.004
18	Broca Formadora de Rosca Cônica UP	02.01.21.005
19	Chave de Inserção TRI NP Curta	02.01.11.048
20	Chave de Inserção TRI NP Longa	02.01.11.058
21	Chave de Inserção TRI RP-UP Curta	02.01.11.049
22	Chave de Inserção TRI RP-UP Longa	02.01.11.059
23	Chave Extensora TQ Curta	02.01.11.056
24	Chave Adaptador TQ	02.01.11.057
25	Indicador de Direção 2,0 x 2,8	02.01.11.097
26	Indicador de Direção Cônico NP (peça)	02.01.11.103
27	Indicador de Direção Cônico RP (peça)	02.01.11.104
28	Indicador de Direção Cônico UP (peça)	02.01.11.105

LINHA DE KITS

KIT CIRÚRGICO CILÍNDRICO

Código do kit: 02.01.10.004 | 22 itens



22 ITENS

- Sequência de brocas cilíndricas de 2,8 a 4,3 mm.
- Chaves de inserção cilíndricas para contra-ângulo e torquímetro.
- Torquímetro universal e caixa autoclavável inclusos.

O kit acompanha Chave de Inserção CMH NP Curta e Chave de Inserção CMH NP Longa.

LINHA DE KITS

CONFIGURAÇÃO DO KIT

Item	Descrição	Código
1	Chave Digital Hex 0,90 Média	02.01.11.005
2	Chave Digital Hex 1,20 Média	02.01.11.002
3	Prolongador de Brocas	02.01.11.081
4	Broca Lança	02.01.21.100
5	Broca 2,0	02.01.21.200
6	Broca Cilíndrica 2,8	02.01.21.280
7	Broca Cilíndrica 3,15	02.01.21.315
8	Broca Cilíndrica 3,5	02.01.21.350
9	Broca Cilíndrica 4,3	02.01.21.430
10	Chave de Inserção CA Cilíndrica NP Média	02.01.11.076
11	Chave de Inserção CA Cilíndrica NP Longa	02.01.11.106
12	Chave de Inserção CA Cilíndrica RP-UP Curta	02.01.11.096
13	Chave de Inserção CA Cilíndrica RP-UP Média	02.01.11.077
14	Chave de Inserção TQ Cilíndrica NP Curta	02.01.11.050
15	Chave de Inserção TQ Cilíndrica NP Média	02.01.11.051
16	Chave de Inserção TQ Cilíndrica RP-UP Curta	02.01.11.053
17	Chave de Inserção TQ Cilíndrica RP-UP Média	02.01.11.054
18	Chave Extensora TQ Curta	02.01.11.056
19	Indicador de Direção 2,0 x 2,8	02.01.11.097
20	Chave Adaptador TQ	02.01.11.057
21	Torquímetro Universal	02.01.10.001
22	Caixa Autoclavável para Kit Cirúrgico Cilíndrico	06.01.02.074

LINHA DE KITS

KIT DE BROCAS KORT

Código do kit: 02.01.10.008 | 13 itens



13 ITENS

- Brocas para implantes Kort nos diâmetros 4,0 e 5,0 mm.
- Opções para comprimentos de 5,5 e 7 mm.
- Indicadores de direção e estojo autoclavável inclusos.

LINHA DE KITS

CONFIGURAÇÃO DO KIT

Item	Descrição	Código
1	Broca Lança	02.01.21.100
2	Broca Kort Ø 2,0	02.01.31.200
3	Broca Kort Ø 2,8	02.01.31.280
4	Broca Ø 3,2	02.01.31.320
5	Broca Ø 3,6	02.01.31.360
6	Broca Ø 4,2	02.01.31.420
7	Broca Kort Ø 4,0 x 5,5	02.01.31.455
8	Broca Kort Ø 4,0 x 7	02.01.31.470
9	Broca Kort Ø 5,0 x 5,5	02.01.31.555
10	Broca Kort Ø 5,0 x 7	02.01.31.570
11	Indicador de Direção Ø 4 x Ø 2	02.01.11.107
12	Indicador de Direção Ø 5 x Ø 2,8	02.01.11.108
13	Estojo Autoclavável para Kit Kort	06.01.02.193

KIT PROTÉTICO

Código do kit: 02.01.10.002 | 14 itens



14 ITENS

- Chaves de torque HEX, Quad., Grip, Torx e Mini Pilar Cônico.
- Chaves digitais e adaptador digital.
- Torquímetro universal e caixa autoclavável inclusos.

LINHA DE KITS

CONFIGURAÇÃO DO KIT

Item	Descrição	Código
1	Chave Torque TQ HEX 1,20 Curta	02.01.11.020
2	Chave Torque TQ HEX 1,20 Média	02.01.11.021
3	Chave Torque TQ HEX 1,20 Longa	02.01.11.022
4	Chave Torque TQ HEX 1,60 Média	02.01.11.042
5	Chave Torque TQ Quad. 1,30 Média	02.01.11.027
6	Chave Torque TQ Grip Média	02.01.11.033
7	Chave Torque TQ Torx Média	02.01.11.036
8	Chave Torque TQ Mini Pilar Cônico	02.01.11.038
9	Chave Digital HEX 0,90 Média	02.01.11.005
10	Chave Digital HEX 1,20 Média	02.01.11.002
11	Chave Digital Fenda Média	02.01.11.011
12	Chave Adaptador Digital	02.01.11.019
13	Torquímetro Universal	02.01.10.001
14	Caixa Autoclavável para Kit Protético	06.01.02.002

LINHA DE KITS

KIT DÉRIG GUIDE - PROTOCOLO CÔNICO

Código do kit: 02.01.10.009 | 33 itens



BANDEJA COMPLEMENTAR

33 ITENS

- Sistema completo para cirurgia guiada em protocolo cônico.
- Fresas guiadas 3,5 e 4,3 mm, bisturis, machos e chaves de inserção.
- Bandeja complementar exclusiva com torquímetro e adaptador.

A bandeja complementar integra exclusivamente o Kit Dérig Guide.

LINHA DE KITS

CONFIGURAÇÃO DO KIT DÉRIG GUIDE

Item	Descrição	Código
1	Broca Lança Guiada Ø2,0 x 8	02.01.41.001
2	Broca Guiada Ø2,0 x 16	02.01.41.002
3	Broca Cônica Guiada Sub 3,5 x 8	02.01.41.008
4	Broca Cônica Guiada 3,5 x 8	02.01.41.108
5	Broca Cônica Guiada 3,5 x 10	02.01.41.110
6	Broca Cônica Guiada 3,5 x 11,5	02.01.41.111
7	Broca Cônica Guiada 3,5 x 13	02.01.41.113
8	Broca Cônica Guiada 3,5 x 16	02.01.41.116
9	Broca Cônica Guiada Sub 4,3	02.01.41.200
10	Broca Cônica Guiada 4,3 x 8	02.01.41.208
11	Broca Cônica Guiada 4,3 x 10	02.01.41.210
12	Broca Cônica Guiada 4,3 x 11,5	02.01.41.211
13	Broca Cônica Guiada 4,3 x 13	02.01.41.213
14	Broca Cônica Guiada 4,3 x 16	02.01.41.216
15	Macho Guiado 3,5	02.01.41.350
16	Macho Guiado 4,3	02.01.41.430
17	Bisturi Circular 3,5	02.01.41.035
18	Bisturi Circular 4,3	02.01.41.043
19	Chave de Inserção Guiada TRI NP 3,5	02.01.42.001
20	Chave de Inserção Guiada TRI NP 4,3	02.01.42.002
21	Chave de Inserção Guiada TRI RP 4,3	02.01.42.003
22	Chave de Inserção Guiada CMH NP 3,5	02.01.42.237
23	Chave de Inserção Guiada CMH NP 4,3	02.01.42.238
24	Broca Guia Ø1,5	02.01.41.150
25	Pino de Fixação Ø1,5	02.01.42.006
26	Redução 3,5 / Ø2,0	02.01.42.007
27	Redução 4,3 / Ø2,0	02.01.42.008
28	Redução 4,3 / 3,5	02.01.42.009
29	Sonda de Profundidade 3,5	02.01.42.010
30	Sonda de Profundidade 4,3	02.01.42.011
31	Torquímetro Universal	02.01.10.001
32	Chave Adaptadora TQ	02.01.11.057
33	Caixa Autoclavável para Kit Dérig Guide	06.01.02.197